

試薬キット名	対象農薬	剤	メーカー希望 小売価格	測定範囲	仕様
アセタミプリド測定キット	モスピラン	殺虫剤	¥105,000	0.3 ~ 4 ppb	96テスト/キット
イミダクロプリド測定キット	アドマイヤー	殺虫剤	¥105,000	2 ~ 100 ppb	96テスト/キット
フェニトロチオン測定キット	スミチオン	殺虫剤	¥99,750	1.5 ~ 15 ppb	96テスト/キット
高感度フェニトロチオン測定キット	スミチオン	殺虫剤	¥99,750	0.15 ~ 2 ppb	96テスト/キット
イソキサチオン測定キット	カルホス	殺虫剤	¥99,750	1 ~ 20 ppb	96テスト/キット
クロルフェナピル測定キット	コテツ	殺虫剤	¥99,750	2 ~ 10 ppb	96テスト/キット
マラチオン測定キット	マラソン	殺虫剤	¥99,750	15 ~ 250 ppb	96テスト/キット
カルバリル測定キット	デナボン	殺虫剤	¥99,750	1.5 ~ 30 ppb	96テスト/キット
イプロジオン測定キット	ロブラール	殺菌剤	¥105,000	1.5 ~ 30 ppb	96テスト/キット
イソプロチオラン測定キット	フジワン	殺菌剤	¥99,750	6 ~ 100 ppb	96テスト/キット
マイクロブタニル測定キット	ラリー	殺菌剤	¥99,750	0.2 ~ 2 ppb	96テスト/キット
イマザリル測定キット	-	殺菌剤	¥99,750	5 ~ 50 ppb	96テスト/キット
フルトラニル測定キット	モンカット	殺菌剤	¥99,750	1 ~ 8 ppb	96テスト/キット
ピテルタノール測定キット	バイコラール	殺菌剤	¥99,750	9 ~ 50 ppb	96テスト/キット
クロチアニジン測定キット	ダントツ	殺虫剤	近日発売		
ジノテフラン測定キット	スタークル	殺虫剤	近日発売		
クロロタロニル測定キット	ダコニール	殺菌剤	近日発売		
トリフルミゾール測定キット	トリフミン	殺菌剤	近日発売		
ニテンピラム測定キット	ベストガード	殺虫剤	開発中		

価格・仕様など、予告なく変更する場合がございます。
価格には消費税は含まれております。

株式会社ホリバ・バイオテクノロジー

〒601-8315 京都府京都市南区吉祥院車道町4-8番地
TEL 075-692-1786 FAX 075-692-1790
<http://www.horiba-biotech.co.jp/>